

血糖機

• 注意事項

- 勿使用過期、潮濕、彎曲、刮傷或破損的試紙。
- 瓶裝試紙請於開封後三個月內使用完畢。
- 啟用一盒新的試紙時，血糖機須設定與試紙號碼相符合。
- 用過之試紙及採血針不可重複使用。
- 將使用過的採血針收集在固定的容器中，封閉後再丟棄。

保養方法：

- 保持乾淨的反應視窗，不可刮傷覆蓋反應視窗的玻璃。
- 請以柔軟之綿布擦拭污染部位，勿以浸泡、沖洗傷害機器內部 IC 敏感度。
- 血糖機最好放置於穩定的室溫(小於 30 度)中。
- 建議三個月校正一次。