

## 超音波噴霧器

- 使用前：
  - 確實將機器放置於平穩的桌面上，不可置於地毯、毛巾或其他會阻礙底部空氣入口的物品上。
  - 打開上蓋，倒入冷開水至貯水槽（儘量用蒸餾水、開水或無雜質的水），水位加至下水位線，但不可超過上水位線。切記勿加礦泉水會導致機器礦化毀損。
  - 在藥水盒注入藥水(依醫師指示)或生理食鹽水。
  - 將連接管裝設好，依使用者需要以口咬器、氧氣鼻導管或面罩銜接至口鼻處。
  - 將時間設定好，並由霧量調整調整霧量大小。
- 使用時：
  - 吐氣後緩緩將霧氣吸入。
  - 吸入後暫停 3 秒再吐氣。吐氣時，把氣完全吐出。
  - 如果使用者能配合呼吸動作，請利用嘴吸氣鼻吐氣的方式。
- 使用後：
  - 每使用完一次噴霧，請徹底清洗藥瓶及管路並晾乾。
  - 每月清潔過濾器一次，打開過濾器殼蓋，當過濾棉髒污時，可以更換過濾棉。

- 使用後倒掉儲水槽的水，擦乾主機台，但勿用清潔劑，以免損傷震盪器。
- 注意事項：
  - 清潔噴霧器時，請以溼布擦拭外殼。
  - 請勿將整台機器浸水或浸泡其它液體。注意勿讓水滴入水槽出風口。