

汐止國泰綜合醫院-健檢中心



糞便檢體採集注意事項

- 1 採檢前三天開始禁食紅肉類(包括豬牛羊肉等)、動物內臟。
- 2 女性受檢者於月經期間，勿留取糞便檢體，待經期完畢後 2~3 天再留取糞便檢體。
- 3 請確認盒上的資料是否正確。
- 4 體檢前一天或當天早上留取，保存於冰箱冷藏，體檢當日帶來。
- 5 建議將糞便解在乾淨的塑膠袋上，以糞便盒內挖杓挖取至少一小指頭大小的糞便檢體，放入糞便檢體盒內，請保持採檢盒外部乾淨，並鎖緊蓋子以免外漏。
- 6 糞便檢體不可以解入馬桶後再撈起，以避免水或尿液的污染。
- 7 糞便不可用衛生紙或面紙盛裝，且勿將衛生紙和糞便同時放入容器內。

免疫法糞便檢體採集步驟

1

請先在標籤上清楚寫上姓名等資料




※請務必寫上採便的日期與時間




1. 旋轉瓶蓋
2. 向上拔開

2

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果



如圖示在整條大便上以輕劃方式刮取檢體



刮取量

刮取溝槽

刮取量約為將刮取溝槽完全覆蓋即可

3

插入後，將蓋子用力押緊

有“喀”一聲才有蓋緊

放入採便管專用塑膠袋交給收取檢體的人員

※插入後請不要再拔開

※保存在陰涼的場所



注意事項：

- 請先在標籤上寫上姓名、年齡以及採便日期。
- 請按照上圖所示方式採取檢體，採完後放入綠色塑膠袋中，交付前應存放於避光陰涼的場所。
- 請勿將管瓶中的液體倒出、或任意於瓶中加入水。
- 大便過硬時可加水弄濕，待其軟化時再以採便棒刮取。若遇水便情形不易採樣時，請改日再取。
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，請暫停採便檢體。
- 使用座式馬桶時，為避免大便掉入水中不易採樣，請往前坐或反坐。並在便器內斜面上先鋪上衛生紙以方便採集。

※請珍惜醫療資源！將採集完畢之容器交回指定醫療院所或衛生局、所。